

## Общие сведения об изделии

**Наименование изделия:** Кровать медицинская функциональная

**Модель:** Luna

**Изготовитель:** Компания VERMEIREN N.V., Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout

### 1. Назначение изделия

Кровать предназначена для обеспечения оптимального ухода за людьми с ограниченными возможностями, как в условиях стационара, так и в домашних условиях. Кровать практична, проста и удобна в обращении. При помощи регулировок достигается наиболее комфортное положение Пользователя для отдыха и сна.

### 2. Основные технические данные

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра в базовой комплектации
1	Габаритная длина	215,0см
2	Габаритная ширина	103,0см
3	Габаритная высота (зависит от высоты ложа) без учета высоты штанги	84,0-125,0см
4	Габаритная высота (зависит от высоты ложа) с учетом высоты штанги	167,5- 208,0см
5	Вес изделия	~ 99,0кг
6	Максимальная грузоподъемность	175,0кг
7	Максимальный вес Пользователя	140,0кг
8	Максимальная нагрузка на штангу	80,0кг
9	Длина ложа	200,0см
10	Ширина ложа	90,0см
11	Высота ложа регулируемая Положение 2*	33,5-74,5см
12	Высота ложа регулируемая Положение 1*	40,0-81,0см
13	Максимальный угол наклона спинной секции	+83,0°
14	Максимальный угол наклона бедренной секции	+31,7°
15	Максимальный угол наклона секции для голени	-14,8°
16	Максимальный угол наклона ложа (Положение Тренделенбурга или АнтиТренделенбурга)	-16,0°
17	Колесо 4шт с индивидуальной блокировкой	Диаметр 100мм
18	Матрас	200*90см, толщина 12см
19	Двигатель	4шт
19.1	Двигатель для регулировки высоты ложа – 2шт	LA273100-A01405040, Linak
19.2	Двигатель спинной секции – 1шт	LA270022-00, Linak
19.3	Двигатель бедренной секции – 1шт	LA270022-00, Linak
20	Трансформатор	СВ 6404+10019, Linak
21	Номинальное напряжение, трансформатор	Вход: 230 В~, ± 10%, 50Гц, макс. ток 1,5А, Выход: 24В макс.70ВА
22	Период включения	10%, макс. 6 мин/час

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра в базовой комплектации
23	Уровень шума	< 65 ДБ(А)
24	Класс/вид защиты	Класс защиты II, тип прим. части В / IP54 (напыляемая защита)

\*При сборке кровати ложе устанавливается либо в Положение 1, либо в Положение 2 – от выбранного Положения зависит минимальная и максимальная высота ложа.

Точность измерений: ±15 мм / 1,5 кг

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

### 3. Регулировки

**Ложе** – Регулируется по высоте и по углу наклона (Положение Тренделенбурга или АнтиТренделенбурга) при помощи электропривода; регулировка бесступенчатая  
**Спинная секция** – Регулируется по углу наклона при помощи электропривода; регулировка бесступенчатая  
**Бедренная секция** - Регулируется по углу наклона при помощи электропривода; регулировка бесступенчатая  
**Секция для голени** - Регулируется по углу наклона при помощи механизма «Rastomat»; регулировка ступенчатая

### 4. Правила эксплуатации

Не превышайте максимальную допустимую нагрузку.  
Соблюдайте инструкции по уходу и техническому обслуживанию.  
Используйте кровать только в соответствии с инструкциями.

### 5. Обслуживание и уход

Срок эксплуатации кровати зависит от обращения с ней, хранения, регулярного и текущего обслуживания, а также чистки

#### Деревянные поверхности:

Во время чистки используйте только теплую воду и бытовые моющие средства, а так же мягкие щетки и ткани. Сильные загрязнения лучше всего удалять с помощью специальных средств для очистки деревянных поверхностей.

#### Металлические поверхности:

Высокое качество верхнего слоя гарантирует надежную защиту от коррозии. Во время чистки используйте только теплую воду и бытовые моющие средства, а так же мягкие щетки и ткани. Убедитесь, что влага не попадает в трубы. Сильные загрязнения лучше всего удалять с помощью специальных средств для очистки металлических поверхностей.

#### Пластиковые поверхности:

Чистите пластиковые детали специальными чистящими средствами для пластика. Пользуйтесь только мягкой щеткой или мягкой губкой.

### 6. Комплексная проверка технического состояния

В обычных условиях эксплуатации комплексную проверку технического состояния кровати рекомендуется осуществлять один раз в год и не менее одного раза перед первым вводом в эксплуатацию и после длительного неиспользования.

- Проверка на предмет деформаций, трещин и ненадлежащего функционирования;
- Визуальный контроль на предмет деформации и/или износа;
- Визуальный осмотр на предмет повреждений краски (развития коррозии);

- Состояние провода питания (особенно на предмет: сдавливания, истирания, порезов, прогибов, изменения окраски внешнего покрытия и т.д.);
- Проверка прочности и надежности соединений.

### 7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Необходимо следовать следующим инструкциям:

- Температура должна быть в пределах от +5°C до +41°C;
- Относительная влажность воздуха должна быть в пределах от 30% до 70%;
- Необходимо обеспечить достаточное покрытие или упаковку для защиты кровати от ржавчины и инородных тел (например, соль, вода, морской воздух, песок, пыль).

### 8. Состав изделия и комплектность поставки

Кровать медицинская функциональная состоит:

- Торцевая спинка с двигателем – 2шт (головной и ножной секции)
- Реечная рама ножной секции с двигателем - 1шт
- Реечная рама головной секции с двигателем – 1шт
- Боковое ограждение (по 2 деревянные рейки) – 2шт
- Штанга + треугольная ручка + крючок для инфузионных вливаний – 1 комплект
- Ключ-шестигранник (для сборки) – 1шт
- Ручное управление с функцией блокировки (пульт) – 1шт
- Матрас в чехле - 1шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Дополнительные принадлежности (при дополнительном заказе)

### 9. Гарантийные обязательства

Гарантийный период и условия для принятия претензий по гарантии указаны в гарантийном талоне. Соблюдение инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию является неотъемлемой частью условий гарантийного обслуживания.

### 10. Сведение об изделии

Кровать медицинская функциональная **Luna** серийный номер \_\_\_\_\_, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Год изготовления **2017**

Срок службы **пять лет**

### 11. Сервисный центр

Адрес: 111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56

Тел.: +7 (925) 221-98-18; +7 (926) 914-01-12

## Кровать медицинская функциональная

# Luna

*Технический паспорт оборудования*



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: VERMEIREN N.V.**

**СТРАНА: Бельгия**

